


# ■ OMNIVIEW MERKEZ MONİTÖRİZASYON



Omniview merkezi sistem, kablosuz veya kablolu olarak 32 adete kadar Omni Hastaba ı Monitörlerinin ba lanmasını sa lar. Tüm hastaların full disclosure bilgilerini, hayati patametrelerin trendlerini sayısal de erleri, dalga formlarınıgerçek zamanlı olarak gösterir. Omniview istenildi inde EMR aracılı ı ile hastane a sisteminde ba lanabilir.



Omniview da, hastanın HR, son BP de erleri, SpO2, Temp EtCO2 ve Solunum hızı izlenebilir.

# OMNIVIEW MERKEZ S STEM TEKNİK ÖZELLİKLER

## Güç Kaynaı

AC100-240V 6A/3A

## Temel Konfigürasyon

20" veya daha büyük ekran  
Intel Pentium IV2.0G CPU  
Windows XP professional operating system  
512MB RAM  
80GB Fixed Disk drive

## Ekran

Boyut: renkli TFT ekran 20" veya daha büyük  
Ekran sayısı: 1 veta 2 (opsiyonel)  
Çözünürlük: 1280 x 1024

## Dalgaformu

ECG (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6)  
PLETH, RESP, CO<sub>2</sub>, IBP, Multi-gas

## Parametreler

HR, ST, NIBP, IBP, SpO<sub>2</sub>, PR, RR, TEMP, EtCO<sub>2</sub>, Multi-gas

## İndikatörler

32 dalga formuna kadar gösterme  
12.5, 25 veya 50 mm/sn. kullanıcı ayarlı akı hızı  
Alarm sesi

## Alarmlar

Yüksek ve düşük alarm limitleri  
Sesli ve görsel alarmlar

## Kayıt ekli

8 sn. gerçek zamanlı kayıt  
Donmuş dalga formu kayıt  
Trend ve veri kaydı  
Alarm eridi kaydı

## Yazıcı

Harici lazer yazıcı

## İzleme

64 dalga formuna kadar izleme ve 32 yata a kadar  
ba lanabilme (her bir ekranda 8 monitör)  
Her bir hastaya ait dalga formları  
48 saate kadar tüm de erlere ait trend izleme  
Çoklu lead EKG dalgaformu  
Dalgaformu dondurma  
Kablosuz a  
Endüstri standartı 802.11b/g WLAN

## Özet

Her bir hastaba ına ait 240 saat trend izleme  
Her bir hastaba ına ait 720 adet parametre, alarm izleme  
720 NIBP ölçümü izlemesi  
72 saat, 32 kanal full disclosure dalgaformu  
saklama ve izleme

## Ba lantı

Transmitter i e kablosuz  
Ethernet ile kablolu  
RS 232 ile kablolu

Türkiye Temsilcisi:

Binas Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti

Tel: 0212 2215929, Cep: 0542 543 0224

Faks: 0212 2216776

binas@binasmedikal.com

www.binasmedikal.com



12151 62nd St N #5 • Largo FL 33773 • USA  
Phone: (1) 727-531-8434 • Fax: (1) 727-531-8436  
Web: www.infiniummedical.com • Email: sales@infiniummedical.com

